



# ルシフェール 250プラス/HSセット

## 微生物検量線の作成



ルシフェール250プラスを用いて微生物測定を行う場合は、ATP消去試薬セットとあわせてご使用下さい。  
(ルシフェールHSセットにはATP消去試薬が含まれています。)


## 抗菌繊維評価試験

### ATP法が国際標準 (ISO) に採用されました


ISO20743は日本で制定された「JIS L1902:2002繊維製品の抗菌性試験方法・抗菌効果」を発展させて国際標準として採用されました。

ISO20743: Textiles-Determination of antibacterial activity of antibacterial finished product 繊維製品の抗菌性評価法 (定量試験)

#### ISO抗菌試験の手順



#### ATP法による菌数測定手順




#### ATP法のメリット

試験精度の向上      時間短縮      省資源


# ルシフェール ATP消去試薬セット

## ATP消去の原理


サンプル由来のATPを予め消去することによって微生物由来のATPだけを選択的に測定することができます。



## 菌体外ATP消去の効果



## ATP検査による微生物検査イメージ



ルシフェールATP消去試薬セット  
商品コード: 60254