


不正コピー防止対策のため、PC名・MACアドレスの登録をお願いします。


インストールしたいPCごとの情報が必要です。

PC名とMACアドレスを確認するため、コマンドプロンプトを開きます
方法 1 :

1. ホーム画面左下の
Windows ボタンをクリックし
スタート画面を表示してください。




2. スタート画面内の
「Windowsシステムツール」から、
「コマンドプロンプト」をクリックしてください。




方法 2 :

1. キーボードの「Windowsキー(のマーク)」と「R」キーを同時に押してください。
2. 表示された入力欄に「cmd」を入力して、「OK」をクリックしてください。



3. コマンドプロンプト内に表示されたユーザー名（例：C:¥Users¥1880000>）の右側（赤枠部分）に“**hostname**”を入力し、Enterキーを押下してください。PC名が表示されます。



The image shows two screenshots of a Windows Command Prompt window. The top screenshot shows the prompt 'C:¥Users¥1880000>' with 'hostname' entered. A red box highlights the 'hostname' text. A red arrow points from this box to the bottom screenshot. The bottom screenshot shows the same prompt, but now the output 'CB2300000' is displayed below the command. A red box highlights the output 'CB2300000', and the text 'PC名' is written in red to the left of this box.

```
管理者: コマンド プロンプト
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.0000]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:¥Users¥1880000>hostname

管理者: コマンド プロンプト
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.0000]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:¥Users¥1880000>hostname
CB2300000
```

4. 続いて、下に表示されたユーザー名（例：C:¥Users¥1880000>）の右側（赤枠部分）に “**getmac**” と入力し、Enterを押下してください。MACアドレスが表示されます。

```
管理者: コマンド プロンプト
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.0000]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:¥Users¥1880000>hostname
CB2300000

C:¥Users¥1880000>getmac
```

5. 下記のような画面が表示されたら、青枠部分をコピーしてください。

```
管理者: コマンド プロンプト
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.0000]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\¥1880000>hostname
CB2300000 ←PC名


C:\Users\¥1880000>getmac

物理アドレス          トランスポート名
-----
00-00-00-00-00-DD      メディアが切断されています
00-00-00-00-00-DD      ¥Device¥Tcpip_{C8000000-0000-0000-0000-CF0000000000}
00-00-00-00-00-DD      メディアが切断されています
N/A                    ハードウェアがありません

C:\Users\¥1880000>
```

MACアドレス

6. 申込ページ内の入力項目“コマンドプロンプト”にそのままペーストしてください。



kikkoman[®]
キックマンバイオケミファ株式会社

Easy Plate用コロニーカウンターシステム ソフトウェアダウンロード申込

PC名・MACアドレス*

インストールするパソコンごとにご登録をお願いします。コマンドプロンプトをそのまま貼り付けしてください。ページ上部の※から作業方法をご確認ください。

ここにペースト

```
C:¥Users¥123456>hostname CBXXXXXXXX C:¥Users¥123456getmac 物理  
アドレス トランスポート名 =====  
===== 00-00-00-0A-0B-AB メディアが切断されています  
XX-XX-XX-XX-XX-00 ¥Device¥Tcpip_{12345678-0000-0000-  
000000000000}
```

PC名・MAC（物理）アドレスを、それぞれをコピー＆ペーストしても問題ありません。
必ず、PC名とMACアドレスが含まれる形で、入力項目へコピー＆ペーストしてください。