ルミテスター Smart/PD-30/PD-20比較表

Silidit/ID SU/ID ZULU+X1X				
	項目	Smart	PD-30 (終売品)	PD-20 (終売品)
製品写真		2260	military 70.3	A 2017 A 1920
試薬	適用可能な試薬	ルシパックA3 Surface, Water ルシパックPen, Pen-AQUA		
本体	測定時間	10秒	10秒	10秒
	データ保存数	2000	2000	2000
	ルシパック Pen	\circ	\circ	\circ
	ルシパック A3	\circ	0	\bigcirc
	温度補償、自己診断	\circ	0	\bigcirc
	コントロールキット	0	\circ	\circ
	PCとのUSB接続	\circ	\circ	\circ
	スマートフォン・タブレットとの無線通信	0	×	×
	本体への検査ポイント登録(MODE・PLAN機能)	0	\circ	×
	言語表示	×	0	×
	顔イラスト表示	×	0	×
ソフトウェア・アプリ	Windows 7, 10対応	0	0	×
	Android 5 以上, iOS 10以上 対応	0	×	×
	ソフトウェア・アプリ上でのデータの蓄積	0	×	X
	検査ポイント設定アシスト	0	×	×
	データの自動解析・グラフ化	0	×	×
	クラウドによるデータ共有	0	×	×
	ソフトウェア・アプリ内ヘルプ	\circ	×	×