

測定器と測定キット一覧(1/2)

測定機器	検査キット (ATP+ADP+AMP)	検査キット (ATP+ADP+AMP)
<p>ルミテスター Smart</p>	<p>ルシパック A3 Surface ルシパック A3 Surface40</p>	<p>ルシパック A3 Water</p>
		
<p>測定機器 測定時間10秒 Bluetoothで PC、タブレット等 にデータ取込可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ルシパックシリーズ A3 Surface、 A3 Water、 Pen、 Pen-AQUA 適合 	<p>ふき取り用 綿棒 ATP抽出剤、発光試薬 一体型試薬</p> <ul style="list-style-type: none"> 20本入×5袋 (100本入) 冷蔵 (2-8℃) 保存 A3 Surface 40 20本入×2袋 (40本入) 冷蔵 (2-8℃) 保存 	<p>液体用 サンプリングスティック ATP抽出剤、発光試薬 一体型試薬</p> <ul style="list-style-type: none"> 20本入×5袋 (100本入) 冷蔵 (2-8℃) 保存

測定器と測定キット一覧(2/2)

内視鏡用	内視鏡用	内視鏡用
ルシスワブES 2.0-2.2	ルシスワブES 2.8-3.2	ルシスワブES 3.7-4.2
		
<p>内視鏡チャンネル内 ふき取り用</p> <ul style="list-style-type: none">・ チャンネルサイズ 2.0-2.2mm専用・ 長さ 2,500mm	<p>内視鏡チャンネル内 ふき取り用</p> <ul style="list-style-type: none">・ チャンネルサイズ 2.8-3.2mm専用・ 長さ 2,500mm	<p>内視鏡チャンネル内 ふき取り用</p> <ul style="list-style-type: none">・ チャンネルサイズ 3.7-4.2mm専用・ 長さ 2,500mm
<ul style="list-style-type: none">・ 個包装で40袋 (40本入) ルシスワブのみ 室温保存	<ul style="list-style-type: none">・ 個包装で40袋 (40本入) ルシスワブのみ 室温保存	<ul style="list-style-type: none">・ 個包装で40袋 (40本入) ルシスワブのみ 室温保存