

2024年2月吉日

お得意様各位

**新製品「 α -アミラーゼ測定キット G7」発売と
それに伴う「 α -アミラーゼ測定キット」製造終了のお知らせ**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、醸造分析キットシリーズに新製品「 α -アミラーゼ測定キット G7」を発売いたしますのでお知らせ申し上げます。

また、「 α -アミラーゼ測定キット(製品コード 60213)」につきましては、新製品発売に伴い原材料がなくなり次第製造を終了させていただきます。

下記に新製品の概要と主な変更点を記載しておりますので、ご確認いただけますと幸いです。

ご不明点、ご質問等がございましたら、弊社営業担当までご連絡頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■新製品概要

製品コード	60214
製品名	α -アミラーゼ測定キット G7
キット内容	基質溶液(60 ml) 1本 酵素溶液(60ml) 1本 反応停止液(120ml) 2本
流通保管温度	冷蔵(2~8°C)保存
使用期限	製造日より 18カ月
JANコード	なし
外箱サイズ	縦 130x 横 135x 高さ 115 (mm)
重量	約 0.7g

■主な変更点

原材料・基質・使用期限など（詳しくは下記の表をご確認ください。）

変更点	変更前	変更後
原材料	基質液: N ₃ -G5-CNP, pH 4.0 酵素液: β グルコシダーゼ、 酢酸緩衝液	基質液: Et-G7-α-PNP, pH 5.0 酵素液: α グルコシダーゼ、 トリス緩衝液
検出原理	α-アミラーゼによる分で発色した CNP の吸光度を測定	α-アミラーゼによる分解で発色した PNP の吸光度を測定
換算式	吸光度変化 x 0.179 x 測定試料の希釈倍率	吸光度変化 x 0.171 x 測定試料の希釈倍率
使用期限	製造日から 12 カ月	製造日から 18 カ月
製品ラベル	下記の図をご確認ください。	

【変更前】



【変更後】



■変更がない点

使用方法は変更ございません。

■「α-アミラーゼ測定キット(製品コード 60213)」販売終了時期について

原材料が入手できなくなるため、原材料がなくなり次第製造終了となります。

終了時期は 2025 年 3 月を見込んでおります。

■お問い合わせ

キッコーマンバイオケミファ株式会社

営業本部 営業第2部

電話: 03-5521-5490

以上